




Produktbeskrivelse

UVA(-1) PL-S/PL-L

UVA (PUVA) PLS/PLL - det kompakte alternativ til UVA (PUVA) TL I dag er den foretrukne radioterapibehandling for hudsygdomme som psoriasis ved brug af 'B'-båndbredden af UV-spektrummet, eftersom dette ikke kræver et fotosensibiliserende stof. Men nogle patienter reagerer ikke på UVB-behandling, og derfor anvendes en UV-lyskilde med en 'A'-båndbredde af UV-spektrummet, og her tilbyder Philips et valg mellem enten TL eller den mere kompakte PLS/PLL-lyskilde. Begge er ideelle, når B'-båndbredden af UV-spektrummet ikke er effektiv. Disse (PUVA) lyskilder har en bølgelængde på mellem 315 og 380 nm, og de anvendes ikke kun til behandling af psoriasis, men anvendes også almindeligvis ved mere end 20 andre sygdomme.

Fordele

- Optimalt spektrum for PUVA-terapi

Funktioner

- Emissionsspids på 350 nm

Anvendelsesområder

- Psoriasis, parapsoriasis, vitiligo, atopisk dermatitis, mycosis fungoides

Advarsler og sikkerhed


- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

UVA(-1) PL-S/PL-L

Versions



Målskitse



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W UV-A/2P 1CT/ 6X10CC	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm

