



UVA (PUVA) TL – альтернатива для тех случаев, когда UVB терапия не дает результатов

UVA(-1) TL

На сегодняшний день в качестве способа лучевого лечения заболеваний кожи, таких как псориаз, применяют "В"-диапазон ультрафиолетового спектра (от 290 до 315 нм), поскольку при этом не требуется использовать фотосенсибилизирующие средства. Однако некоторые пациенты не реагируют на UVB-терапию. В таких случаях применяются ультрафиолетовые лампы с "А"-диапазоном. Для этих целей Philips предлагает линейку ламп TL или PLS/PLL. Оба типа ламп идеально подходят для тех случаев, когда UVB терапия не дает результатов. Эти лампы (PUVA) создают излучение с длиной волны от 315 до 380 нм и подходят не только для лечения псориаза, но и для многих других болезней (всего более 20)

Преимущества

- Оптимальный спектр для PUVA-терапии

Характеристики

- Пик излучения приходится на 350 нм

Применение


- Псориаз, парapsoriasis, витилиго, atopический дерматит, грибovidный микоз

UVA(-1) TL

Versions



Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-K 40W/10-R	40.5 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

