



UVA (PUVA) PLS/PLL – pienikokoinen vaihtoehto UVA (PUVA) TL -lampulle

UVA(-1) PL-S/PL-L

Nykyään psoriasiksen ja muiden ihotautien valohoidossa suositetaan UV-spektrin B-tyypin säteilyä, koska se ei edellytä valolle herkistävien kemikaalien käyttöä. Kaikki potilaat eivät kuitenkaan reagoi UVB-hoitoon. Tällöin käytetään UV-spektrin A-alueen lamppua. Philipsin TL-lamppu ja pienikokoiset PLS/PLL-lamput sopivat käytettäväksi silloin, kun UVB-hoito ei tehoa. Näiden PUVA-hoitolamppujen aallonpituus on 315–380 nm, ja niitä käytetään yleisesti paitsi psoriasiksen, myös yli 20 muun sairauden hoitoon.

Hyödyt

- Ihanteellinen aallonpituusalue PUVA-hoitoon

Ominaisuudet

- Säteilyhuippu 350 nm

Käyttökohteet


- Psoriasis, hilsejäkälä, valkopälvi, atooppinen ihottuma, mycosis fungoides

UVA(-1) PL-S/PL-L

Versions



Mittapiirros



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W UV-A/2P 1CT/ 6X10CC	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm

