



# Produktbeskrivelse

## UVA(-1) TL

UVA (PUVA) TL I dag er den foretrukne radioterapien av hudsykdommer som f. eks psoriasis, bruken av "UV"-båndbredden B, siden dette ikke krever en fotosensitiv faktor. Noen pasienter reagerer likevel ikke positivt på denne behandlingsformen. , og derfor bruker man en UV-lyskilde med en A båndbredde, og her kan man få et utvalg hos Philips fra TI til PLS/PLL. Begge er ideelle når man ikke kan bruke B-båndbredden. Disse PUVA-lyskildene har en bølgelengde mellom 315-380 nm og er ikke bare brukt til behandlingen for Psoriasis, men også 20 andre sykdommer.

### Fordeler

- Optimalt spektrum for PUVA terapi

### Funksjoner

- Emission peak ved 350 nm

### Søknad


- Psoriasis, Parapsoriasis, Vitiligo, Atopisk Dermatitis, Mycosis fungoides

### Versions



UVA(-1) TL

Målskisse



| Product                  | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|--------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Actinic BL TL-K 40W/10-R | 40.5 mm | 589.8 mm | 596.9 mm | 594.5 mm | 604 mm  |

