



UVA (PUVA) TL - ett bra alternativ när UVB inte fungerar

UVA(-1) TL

Nuförtiden är 'B' bandwidth i UV-spektrat (290 - 315 nm) att föredra när det gäller behandling av hudsjukdomar såsom psoriasis eftersom denna inte kräver en photo-sensitizing agent. Vissa patienter svarar dock inte på UVB-behandling vilket har lett till att man använder en UV-lampa med en 'A' bandwidth på UV-spektrat. Philips erbjuder både TL och PLS/PLL lampor som båda är idealiska för tillfällen då UVB inte fungerar. Lamporna (PUVA) har en våglängd mellan 315-380 nm och används förutom för behandling av psoriasis också för behandling av över 20 andra sjukdomar.

Fördelar

- Optimalt spektrum för PUVA-terapi

Funktioner

- Emission peak vid 350 nm

Användning


- Psoriasis, Parapsoriasis, Vitiligo, Atopic Dermatitis, Mycosis fungoides

UVA(-1) TL

Versions



Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-K 40W/10-R	40.5 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

