



Lampe:

Gulstott TL/TL-D

Lysrør i farge 52

Fordeler

- Optimal fotooksidasjonsprosess for omdanning av ikke-konjugert bilirubin til en vannløselig form

Funksjoner

- Utstråling egnet for terapeutiske og andre anvendelser

Søknad

- Medisinsk behandling av gulsott hos nyfødte (hyperbilirubinaemia)

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Versions



XPPR XUATL G13

Gulsott TL/TL-D

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/52 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

