



Brilho superior, valor imbatível

MASTERColour CDM-T Evolution

Lâmpada de descarga de Iodetos Metálicos em Cerâmica de extremidade única, com a mais longa duração e eficiência máxima, que produz uma luz branca viva e brilhante com uma elevada restituição cromática

Benefícios

- Feixe de alta intensidade de luz branca viva e brilhante que confere um aspecto irresistível aos produtos
- A cor e a emissão lumínica estáveis ao longo da vida útil mantêm a sua loja atraente estação após estação
- O mais baixo Custo Total de Propriedade em resultado da elevada eficiência (a mesma luz, menos energia ou a mesma energia, mais luz) e longa duração

Características

- Luz branca viva e brilhante
- Excelente restituição cromática, com vermelho extra
- Elevada eficiência com uma manutenção lumínica incomparável
- Desempenho cromático estável ao longo da vida útil
- Feixe de luz definido

Aplicação


- Iluminação de acentuação e exposição em revenda
- Iluminação geral e decorativa interior

MASTERColour CDM-T Evolution

Versions



Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T Evolution 20W/930 G12	20 mm	3.6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Light Distribution Diagrams

