



Pohodlný zdroj tepla pre vaše svaly

InfraRed zdravotnícke výhrevné žiarovky

Infračervené svetelné zdroje od spoločnosti Philips pre zdravotnícke aplikácie a aplikácie v oblasti starostlivosti o telo sú určené na liečbu hĺbkových bolestí svalov a športových úrazov. Tieto reflektorové žiarovky sú skvelým riešením pre lokalizovanú liečbu teplom na odstránenie bolesti svalov. Možno ich použiť aj na liečbu reumatických ťažkostí. Ukázalo sa, že táto forma liečby urýchľuje aj liečenie rôznych typov úrazov, napríklad športových úrazov a neinfikovaných rán, a v mnohých prípadoch poskytuje rýchlu a účinnú úľavu od bolesti. Výhody tejto formy liečby teplom vychádzajú z lokálnej podpory krvného obehu v koži v dôsledku vazodilatačnej reakcie. To vedie k zvýšenej úrovni transportu metabolitov a iných dôležitých biochemických zlúčenín. Prospešný je aj hlbší prienik tepla, ktoré vytvára mierny, príjemný hrejivý účinok.

Výhody

- Optimálny prienik do kože a svalov, výrazná úľava od bolesti svalov
- 90 % energie sa prenáša ako infračervené teplo.
- Okamžitý, presne ovládateľný zdroj sálavého tepla

Vlastnosti


- Tvar reflektora umožňuje nasmerovanie koncentrovaného tepla tam, kde je to potrebné.
- Svetelný zdroj PAR38 má vnútorný reflektor so 100 % povrchu potiahnutými hliníkom, čo znamená, že 100 % tepla vychádza prednou časťou.
- Svetelný zdroj PAR38 má malú okrúhlu katódu, ktorá takisto prispieva k vyššej koncentrácii tepla v lúči.
- Dobrá rovnováha medzi životnosťou a tepelným výkonom
- Červené svetelné zdroje na zníženie emisii viditeľného svetla a oslnenia

InfraRed zdravotnícke výhrevné žiarovky

Aplikácie


- Poskytuje úľavu od bolesti svalov a ťažkostí spojených s reumou, bolesťami v krížoch, neuralgiou, nachladnutím atď.
- Podporuje zotavovanie po úrazoch.
- Poskytuje pohodlie a kozmetickú starostlivosť.

Versions



LPPR IRINPHI E27 PAR38

Rozmerový obrázok



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

