



Residential Collection

Authentis

Authentis pendant white 1x28W 230V

Authentis - pendant - white - 1 stuk - 28 W

Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]
Lamphouder	G5 [G5]
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Familienaam	Authentis
Producttype	pendant
Lamptype	FLUO

Bedrijfs- en Elektrische gegevens


Maximaal lampvermogen	28 [28 W]
-----------------------	------------

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
-----------------------	------------------------------------

Productgegevens	
Volledige productcode	403413116
Productnaam voor bestelling	Authentis pendant white 1x28W 230V
EAN/UPC - Product	8727900745993
Bestelcode	03413116
Local Code	403413116
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	3
Materiaaln. (12NC)	915000041001
Netto gewicht (per stuk)	4.135 kg

Maatschets



Residential Collection pendant

