



Residential Collection

Spa

Spa ceiling lamp white 1x20W 230V

Biel, 1

Spa - Residential collection.

Dane produktu

| Dane techniczne oświetlenia | |
|-----------------------------|--|
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Mechanika i korpus | |
| Kolor Korpusu | Biel |
| | 1,330 kg |
| Certyfikaty i zastosowania | |
| Kod stopnia ochrony | IP44 [Ochrona przed przewodami, bryzgoodporne] |
| Klasa ochrony IEC | Klasa bezpieczeństwa II |
| | 2 lata |
| EyeComfort | Nie |

| Dane techniczne produktu | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu | Spa ceiling lamp white 1x20W 230V |
| Pełna nazwa produktu | Spa ceiling lamp white 1x20W 230V |
| Full EOC | 320053116 |
| Kod zamówienia | 20053116 |
| Materiał Nr (12NC) | 915000517004 |
| Numerator - Quantity Per Pack | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie | 8718291475804 |
| Numerator - Packs per outer box | 6 |
| EAN/UPC - Opakowanie | 8718291520610 |

Rysunki techniczne

