



Residential Collection

Flowerbed

Flowerbed pedestal anthracite 1x11W 230V


Flowerbed – pedestal – antracyt – 1 sztuka – 11 W

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Liczba źródeł światła	1 [1 sztuka]
Oprawka	2G7 [2G7]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Nazwa rodziny	Flowerbed
Typ produktu	pedestal
Typ lampy	PLS4
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Maksymalna moc źródła światła	11 [11 W]
Certyfikaty i zastosowania	
Kod klasy szczelności IP	IP44 [Ochrona przed przewodami, odporność na ochłapanie]

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	169159316
Nazwa produktu na zamówieniu	Flowerbed pedestal anthracite 1x11W 230V
EAN/UPC - Produkt	8717943747122
Kod zamówienia	69159316
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	3
Materiał Nr (12NC)	915002543501
Waga netto (szt.)	1.400 kg

Rysunki techniczne



Residential Collection pedestal

