



Residential Collection

Flowerbed

Flowerbed post anthracite 1x11W 230V

Flowerbed - lantern post - antracit - 1 st - 11 W


Produktdata

Allmän information	
Antal ljuskällor	1 [1 st]
Lamphållare	2G7 [2G7]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Familjenamn	Flowerbed
Produkttyp	lantern post
Lamptyp	PLS4
Drift och elektricitet	
Maximal lampeffekt	11 [11 W]
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP44 [Kabelskyddad, stänksäker]

Produktdata	
Fullständig produktkod	169169316
Beställningsproduktnamn	Flowerbed post anthracite 1x11W 230V
EAN/UPC – Produkt	8717943747146
Beställningsnummer	69169316
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	3
Materialnummer (12NC)	915002543701
Nettovikt (stycke)	2.500 kg

Flowerbed

Måttskiss



Residential Collection pedestal

