



Residential Collection

Olive

Olive wall lantern inox 1x20W 230V


Olive - wall lantern - inox - 1 Lampe - 20 W

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Anzahl Lichtquellen	1 [1 Lampe]
Lampenhalterung	E27 [E27]
IEC-Schutzart	Schutzklasse II
Familienname	Olive
Produkttyp	wall lantern
Lampentyp	PLCE
Elektrische Kenndaten	
Maximale Lampenleistung	20 [20 W]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP44 [Schutz gegen Drhte, sprhwassergeschtzt]

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	169174716
Bestell-Produktname	Olive wall lantern inox 1x20W 230V
EAN/UPC - Produkt	8717943747191
Bestellcode	69174716
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	915002544201
Nettogewicht (Einzelteil)	0.700 kg

Abmessungsskizzen



Residential Collection wall

