



Residential Collection

Rosebud

Rosebud spike grey 1x20W 230V

Rosebud - pedestal - grey - 1 sztuka - 20 W


Dane produktu

Informacje podstawowe	
Liczba źródeł światła	1 [1 sztuka]
Oprawka	E27 [E27]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Nazwa rodziny	Rosebud
Typ produktu	pedestal
Typ lampy	PLCE
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Maksymalna moc źródła światła	20 [20 W]
Certyfikaty i zastosowania	
Kod klasy szczelności IP	IP44 [Ochrona przed przewodami, odporność na ochłapanie]

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	169418716
Nazwa produktu na zamówieniu	Rosebud spike grey 1x20W 230V
EAN/UPC - Produkt	8717943782765
Kod zamówienia	69418716
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu	1
paczce	
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu	3
zewnętrznym	
Materiał Nr (12NC)	915003819201
Waga netto (szt.)	2.900 kg

Rosebud

Rysunki techniczne



Residential Collection outd. spike

