



Residential Collection

# Alive

## Alive pendant white 1x20W 230V

Alive - pendant - white - 1 pieza - 20 W


### Datos del producto

Información general	
Número de fuentes de luz	1 [ 1 pieza]
Portalámparas	E27 [ E27]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Nombre de gama	Alive
Tipo de producto	pendant
Tipo de lámpara	PLCE
Operativos y eléctricos	
Potencia máxima de lámpara	20 [ 20 W]
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [ Protección de los dedos]

Datos de producto	
Código de producto completo	408555616
Nombre de producto del pedido	Alive pendant white 1x20W 230V
EAN/UPC - Producto	8718291462361
Código de pedido	08555616
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	2
N.º de material (12NC)	915004217901
Peso neto (pieza)	1.890 kg

Alive

Plano de dimensiones



Residential Collection pendant

