



Residential Collection

Alive

Alive pendant white 1x20W 230V

Alive - pendant - white - 1 sztuka - 20 W

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Liczba źródeł światła	1 [1 sztuka]
Oprawka	E27 [E27]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Nazwa rodziny	Alive
Typ produktu	pendant
Typ lampy	PLCE

Eksploatacja i połączenie elektryczne


Maksymalna moc źródła światła	20 [20 W]
-------------------------------	------------

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
--------------------------	--

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	408555616
Nazwa produktu na zamówieniu	Alive pendant white 1x20W 230V
EAN/UPC - Produkt	8718291462361
Kod zamówienia	08555616
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	2
Materiał Nr (12NC)	915004217901
Waga netto (szt.)	1.890 kg

Rysunki techniczne



Residential Collection pendant

