



InfraRed Healthcare Heat Incandescent

R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25

Die InfraRed Healthcare Heat Incandescent eignen sich nicht nur optimal für die lokale Wärmebehandlung zur Linderung von Muskelschmerzen. Sie können auch für die Behandlung von rheumatischen Beschwerden eingesetzt werden. Diese Form der Wärmetherapie unterstützt nachweislich auch die Heilung bei verschiedenen Arten von Verletzungen, zum Beispiel bei Sportverletzungen und nicht-infizierten Wunden, und sorgt in vielen Fällen auch für eine schnelle und wirksame Schmerzlinderung.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27 [E27]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	300 Stunde(n)
Nennlebensdauer (Std.)	300 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Incandescent
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	100 W
Spannung (Nom)	230 V
Spannung (Nom)	230 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Rot

Kolbenmaterial	Weichglas
Kolbenform	R95 [R 95 mm]
Produktdaten	
Bestell-Produktname	R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25
Gesamt-Produktcode	871150014559840
Bestellcode	14559840
Material-Nr. (12NC)	923244244208
Lokaler Bestellcode	IR95E
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500145598
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500125491

InfraRed Healthcare Heat Incandescent

Abmessungsskizzen



Product	D	C (max)
R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25	95 mm	130 mm

