



InfraRed Healthcare Heat Incandescent

R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25

A Philips egészségügyben és testápolásban használatos infralámpái a mélyen található izombántalmak és sportsérülések kezelésére vannak kifejlesztve. Ezek az izzószálas reflektorlámpák kiváló megoldást kínálnak az izomfájdalom kezelését szolgáló célzott hőkezelésre. Alkalmask reumás panaszok kezelésére is. A hőterápia ezen fajtája kimutathatóan gyorsítja különféle sportsérülések és az el nem fertőződött sebek gyógyulását is, és számos esetben gyors és hatékony fájdalomcsillapítás érhető el segítségével. Ezen hőkezelési forma alapját a bőr vérkeringésének (az erek tágításával elért) helyi fokozása jelenti. Ez fokozza az anyagcseretermékek és más, kiemelten fontos biokémiai vegyületek szállítási kapacitását is. Előny származik a hő nagyobb behatolási mélységéből is, ami így gyengédebb, kellemes melegedést okoz.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	300 h
Névleges élettartam (óra)	300 h
Lighting Technology	Incandescent
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	100 W
Feszültség (névleges)	230 V
Feszültség (névleges)	230 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Piros
Fényforrás anyaga	Lágy üveg
Fényforrásbúra formája	R95 [R 95 mm]
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25
Teljes terméknév	R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25
Full EOC	871150014559840
Rendelési kód	14559840
Cikkszám (12NC)	923244244208

InfraRed Healthcare Heat Incandescent

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500145598
Számláló – csomag külső dobozonként	25

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500125491
----------------------------	---------------

Méretezett rajza

Product	D	C (max)
R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25	95 mm	130 mm

