



InfraRed - zdrowotne

R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25

Promienniki podczerwieni firmy Philips do zastosowań zdrowotnych i pielęgnacyjnych są przeznaczone do leczenia głęboko ulokowanych źródeł bólu mięśni oraz urazów sportowych. Te reflektory żarowe doskonale sprawdzają się jako lokalne źródła ciepła do leczenia dolegliwości mięśniowych. Mogą również służyć do usuwania bólów reumatycznych. Dowiedziono, że ta forma terapii przyspiesza także leczenie różnego rodzaju urazów, takich jak kontuzje sportowe czy rany wolne od infekcji. Często przynoszą bardzo szybką i skuteczną ulgę. Metoda ta polega na lokalnej poprawie krążenia krwi w skórze w wyniku rozszerzania się naczyń. Skutkiem reakcji organizmu jest przyspieszenie transportu metabolitów i innych kluczowych związków biochemicznych. Dodatkowe korzyści polegają na głębszym wnikiwaniu fal w ciało, co powoduje wrażenie przyjemnego rozlewania się ciepła.


Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	300 h
Trwałość Znamionowa (Godziny)	300 h
Lighting Technology	Incandescent
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	100 W
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Czerwony

Materiał żarówki	Szkoło miękkie
Kształt bańki	R95 [R 95 mm]
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25
Pełna nazwa produktu	R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25
Full EOC	871150014559840
Kod zamówienia	14559840
Materiał Nr (12NC)	923244244208
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500145598
Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC - Opakowanie	8711500125491

InfraRed - zdrowotne

Rysunki techniczne



Product	D	C (max)
R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25	95 mm	130 mm

