



InfraRed zdravotnícke výhrevné žiarovky

R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25

Infračervené svetelné zdroje od spoločnosti Philips pre zdravotnícke aplikácie a aplikácie v oblasti starostlivosti o telo sú určené na liečbu hĺbkových bolestí svalov a športových úrazov. Tieto reflektorové žiarovky sú skvelým riešením pre lokalizovanú liečbu teplom na odstránenie bolesti svalov. Možno ich použiť aj na liečbu reumatických ťažkostí. Ukázalo sa, že táto forma liečby urýchľuje aj liečenie rôznych typov úrazov, napríklad športových úrazov a neinfikovaných rán, a v mnohých prípadoch poskytuje rýchlu a účinnú úľavu od bolesti. Výhody tejto formy liečby teplom vychádzajú z lokálnej podpory krvného obehu v koži v dôsledku vazodilatačnej reakcie. To vedie k zvýšenej úrovni transportu metabolitov a iných dôležitých biochemických zlúčenín. Prospešný je aj hlbší prienik tepla, ktoré vytvára mierny, príjemný hrejivý účinok.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie		Ovládanie a stmievanie	
Pätica	E27 [E27]	Stmievateľné	Áno
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]		
Nominálna životnosť	300 h	Mechanické časti a teleso	
Menovitá životnosť (hodiny)	300 h	Povrchová úprava žiarovky	Červená
Technológia osvetlenia	Incandescent	Materiál žiarovky	Jemné sklo
		Tvar žiarovky	R95 [R 95 mm]
Prevádzkové a elektrické		Údaje o produkte	
Spotreba	100 W	Objednávkový názov produktu	R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25
Napätie (nom.)	230 V	Úplný názov produktu	R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25
Napätie (nom.)	230 V	Úplný kód produktu	871150014559840
		Objednávkový kód	14559840
		Č. materiálu (12NC)	923244244208

InfraRed zdravotnícke výhrevné žiarovky

Miestny objednávkový kód	IR95100
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500145598
Čitateľ – počet balení v krabici	25

EAN/UPC – balenie	8711500125491
-------------------	---------------

Rozmerový obrázok



Product	D	C (max)
R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25	95 mm	130 mm

