



InfraRed Healthcare Heat Incandescent

PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Philips infrarøde lamper til brug i forbindelse med kropspleje er designet til at behandle dybtliggende muskelsmerter og sportsskader. Disse reflektorlamper med glødepærer er den perfekte løsning til lokal varmebehandling af muskelsmerter. De kan også bruges til lindring af gigtsmerter. Desuden er det bevist, at denne type varmeterapi fremskynder helingen af forskellige lidelser, såsom sportsskader og uinficerede sår, hvor den i mange tilfælde har forårsaget hurtig og effektiv smertelindring. Fordelene ved denne type varmeterapi er baseret på en lokalt øget blodcirkulation i huden, der opstår som følge af udvidelser af blodkarrene. Dette resulterer i en øget overførselshastighed af stofskifteprodukter og andre essentielle biokemiske forbindelser. Desuden opnås en mere dybdegående varmegennemtrængning, som har en behagelig, varm virkning.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	300 t
Nominel levetid (timer)	300 t
Lighting Technology	Incandescent
Drift og el	
Strømforbrug	150 W
Spænding (nom.)	230 V
Spænding (nom.)	230 V


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Rød
Lyskildemateriale	Hårdt glas
Lyskildeform	PAR38 [PAR 4,75 tommer (121 mm)]
Produktdata	
Ordreprodukt navn	PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
Det fulde produkt navn	PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
Full EOC	871150012887415
Ordrekode	12887415
Materialenr. (12NC)	923806644210

InfraRed Healthcare Heat Incandescent

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500128874
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12

EAN/UPC – kasse	8727900207347
-----------------	---------------

Målskitse



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

