



InfraRed Healthcare Heat Incandescent

PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Οι λαμπτήρες υπερώθρων της Philips για εφαρμογές φροντίδας υγείας και σώματος έχουν σχεδιαστεί για τη θεραπεία μη επιφανειακών μυϊκών παθήσεων και τραυματισμών από άθληση. Αυτοί οι λαμπτήρες πυράκτωσης με καθρέπτη αποτελούν εξαιρετική λύση για την παροχή εντοπισμένης εφαρμογής θερμότητας για την ανακούφιση των μυϊκών πόνων. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ρευματικών παθήσεων. Αυτή η μορφή θεραπείας με θερμότητα έχει αποδειχθεί ότι επιταχύνει επίσης την ανάρρωση από διάφορους τύπους τραυματισμών, όπως οι τραυματισμοί από άθληση και τα μη μολυσμένα τραύματα, και σε πολλές περιπτώσεις παρέχει ταχεία και αποτελεσματική ανακούφιση από τον πόνο. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μορφής θεραπείας με θερμότητα βασίζονται στην τοπικά αυξημένη κυκλοφορία του αίματος στην επιδερμίδα, που προκαλείται από την αγγειοδιασταλτική απόκριση. Αυτή συνεπάγεται έναν αυξημένο ρυθμό μεταφοράς προϊόντων μεταβολισμού και άλλων βασικών βιοχημικών ενώσεων. Τα πλεονεκτήματα επίσης επιτυγχάνονται από τη βαθύτερη διείσδυση της θερμότητας, η οποία παρέχει μια ήπια, ευχάριστη αίσθηση θέρμανσης.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	300 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	300 h
Lighting Technology	Incandescent
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	150 W
Τάση (ονομ.)	230 V

Τάση (ονομ.)	230 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Κόκκινο
Υλικό λαμπτήρα	Σκληρυμένο γυαλί
Σχήμα λαμπτήρα	PAR38 [PAR 4,75 ίντσες/121 mm]


InfraRed Healthcare Heat Incandescent

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
Πλήρες όνομα προϊόντος	PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
Full EOC	871150012887415
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	INFR150WE27
Κωδικός παραγγελίας	12887415
Αρ. υλικού (12NC)	923806644210

Τοπικός κωδικός	INFR150WE27
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500128874
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900207347

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

