



Blue (/52) - PL-L, PL-S

PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX

By emitting light almost entirely within the 400 to 500 nm bandwidth these Medical Therapy Jaundice PL-L lamps have no radiation from the short wave UVB waveband. They are therefore ideal for treating new born babies suffering from hyperbilirubinemia (neonatal jaundice) and Crigler-Najjar Syndrome (CNS). Moreover, the bandwidth of these lamps peak at the most effective treatment wavelength of 450 nm. This highly efficacious phototherapy treatment has eliminated the need for blood transfusions in almost all jaundiced infants. In addition, with the compact format of this PL-L lamp equipment manufacturers have more design freedom in developing their solutions. By emitting a full spectrum of a high color temperature, the PL-L /953 lamps are ideal for treating SAD.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Dépréciation UV à 1000 heures	
Culot	G23		20 %
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	8'000 h	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie utile (nom.)	2'000 h	Consommation électrique	8.6 W
Données techniques de l'éclairage		Courant lampe (nom.)	0.17 A
Code couleur	52	Tension (nom.)	60 V
Flux lumineux	130 lm	Tension (nom.)	60 V
Efficacité lumineuse (nominale)	15 lm/W		

Blue (/52) - PL-L, PL-S


Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	2XT12

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3.0 mg

Données du produit	
Nom du produit de la commande	PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX
Nom de produit complet	PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX


Code EOC	871150064471880
Code de commande	64471880
Code 12NC	927901705203
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500644718
Conditionnement par carton	60
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500644732

Schéma dimensionnel



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144.5 mm	167.5 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX

