



Blue (/52) - PL-L, PL-S

PL-L 18W/52/4P 1CT/25

By emitting light almost entirely within the 400 to 500 nm bandwidth these Medical Therapy Jaundice PL-L lamps have no radiation from the short wave UVB waveband. They are therefore ideal for treating new born babies suffering from hyperbilirubinemia (neonatal jaundice) and Crigler-Najjar Syndrome (CNS). Moreover, the bandwidth of these lamps peak at the most effective treatment wavelength of 450 nm. This highly efficacious phototherapy treatment has eliminated the need for blood transfusions in almost all jaundiced infants. In addition, with the compact format of this PL-L lamp equipment manufacturers have more design freedom in developing their solutions. By emitting a full spectrum of a high color temperature, the PL-L /953 lamps are ideal for treating SAD.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	2G11
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	52
Flux lumineux	330 lm
Coordonnée chromatique X	155
Coordonnée chromatique Y	75


Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	17.5 W
Courant lampe (nom.)	0.375 A
Tension (nom.)	57 V
Tension (nom.)	57 V
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	2xT16

Blue (/52) - PL-L, PL-S

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4.4 mg
Données du produit	
Nom du produit de la commande	PL-L 18W/52/4P 1CT/25
Nom de produit complet	PL-L 18W/52/4P 1CT/25
Code EOC	872790080517800
Code de commande	80517800

Code 12NC	927904105206
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900805178
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900805185

Schéma dimensionnel



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 18W/52/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	188.2 mm	214 mm	220.6 mm

