



Medical Therapy Jaundice TL/TL-D

TL 20W/52 SLV/25

Ved at udsende lys næsten udelukkende inden for en båndbredde på 400 til 500 nm og med en spids ved 450 nm, har TL/TL-D/52 lamperne fra Philips ingen kortbølgestråling fra UVB-båndbredden. De er derfor ideelle til fototerapibehandling af nyfødte babyer, der lider af hyperbilirubinæmi (neonatal gulsot) og Crigler-Najjar-syndrom (CNS). Denne højt effektive fototerapibehandling har fjernet behovet for blodtransfusioner hos næsten alle spædbørn, der lider af gulsot. Bemærk: Vores UVB-lyskilder er IKKE registreret hos FDA som medicinske enheder, da de IKKE emballeres eller mærkes til kommerciel distribution til sundhedsrelaterede formål. Kunder i USA henvises til den amerikanske udgave af brochuren om UVB- og UVA-lyskildeserien.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	9.000 t
Driftslevetid (nom.)	2.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	52
Lysstrøm	318 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	154


Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	69
Drift og el	
Strømforbrug	19,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,36 A
Spænding (nom.)	59 V
Spænding (nom.)	59 V

Medical Therapy Jaundice TL/TL-D

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T38 [T 38 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	8,0 mg
Produktdata	
Ordreprodukt navn	TL 20W/52 SLV/25


Det fulde produkt navn	TL 20W/52 SLV/25
Full EOC	871150064302540
Ordrekode	64302540
Materialenr. (12NC)	928003505203
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500643025
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500643032

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/52 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL 20W/52 SLV/25

Medical Therapy Jaundice TL/TL-D

