

# PHILIPS

Lampu plafon

myLiving

31141

putih

LED



31141/31/66



## Ringan dan santai

Tonjolkan rumah Anda dengan lampu dinding dan plafon Philips myLiving Tigo LED Putih yang serbaguna. Kaca sandblastnya terlindungi klip logam dengan rapat, menghadirkan cahaya kuning yang tersebar sehingga memberikan rasa yang teramat nyaman.

### **Cahaya murni alami**

- Efek lampu kuning

# Kelebihan Utama

## Efek lampu kuning



Terangi rumah Anda dengan efek lampu kuning yang hangat berkat inovasi LED terbaru. Philips memperkenalkan generasi terbaru LED berdaya tinggi dengan cahaya kuning yang mencapai suhu warna 2700 Kelvin. Inovasi ini membawa produk lampu Philips ke tingkat berikutnya, memungkinkan Anda memadukan

keanggunan dan penciptaan suasana dengan efisiensi cahaya dan energi.

# Spesifikasi

## Desain dan lapisan

- Warna: putih
- Bahan: kaca

## Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Ruang Keluarga & Kamar Tidur
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu plafon
- EyeComfort: Tidak

## Dimensi & berat produk

- Tinggi: 40 cm
- Panjang: 40 cm
- Berat bersih: 1,420 kg
- Lebar: 12,7 cm

## Layanan

- Jaminan: 1 tahun

## Spesifikasi teknis

- Stopkontak: 230 V
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- LED: Y
- Kode IP: IP20, perlindungan terhadap benda yang lebih besar dari 12,5 mm, tidak ada perlindungan terhadap air
- Kelas perlindungan: I - ditimbulkun



Tanggal dikeluarkan:  
2023-11-09  
Versi: 0.487

© 2023 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.