

PHILIPS

Кольцевидная
люминесцентная лампа

Master T5

60 Вт

2GX13

Теплый белый свет

871150064259225



Яркий и стильный интерьер с изящным дизайном

Для яркого и стильного интерьера с изящным дизайном

Экономия энергии

- Экономия энергии

Подарит вам яркий свет

- Захватывающие впечатления благодаря высокой яркости

Высокая эффективность в сочетании с интенсивным световым потоком

- Высокая начальная светоотдача

Особенности

Экономия энергии

Усиление яркости

Высокоэффективное люминесцентное освещение в сочетании с технологией

BrightBoost обеспечивает отличную цветопередачу и высокую яркость

Высокая начальная светоотдача

Высокая светоотдача обеспечивает лучшее качество света и лучшую яркость, делая ваш интерьер красочнее.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Регулировка яркости: Да
- Розетка: 2GX13
- Технология: Энергосберегающая лампа

срок службы

- коэффициент стабильности светового потока: 0.85
- Номинальный срок службы: 12 000 часов

световые характеристики

- индекс цветопередачи (CRI): 82
- цветовая температура: 3000 К
- Номинальная светоотдача: 5000 лм

потребляемая мощность

- напряжение: 230 Вт
- мощность в ваттах: 60 В

Технические характеристики

- Частота: 50
- форма: кольцевидная

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8711500642592
- Масса нетто: 0,140 kg
- Масса брутто: 0,380 kg
- Высота: 39,700 см
- Длина: 38,100 см
- ширина: 2,500 см
- Номер материала (12NC): 927966083013



Дата выпуска: 2020-08-03
Версия: 0.531

© 2020 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com