

PHILIPS

Tubo linear

LED

18 W (32/36 W)

G13

Branco

Não regulável

8718696683057



Atualize facilmente para o LED a partir de fluorescente linear

Este tubo de LED Philips proporciona uma vida excepcionalmente longa e economias significativas de energia. Com sua temperatura de cor fria, este tubo é a substituição perfeita de longa duração para seus tubos lineares fluorescentes (TL).

Luz de alta qualidade

- Branco neutro

Opção de substituição simples para suas lâmpadas antigas

- Pode substituir lâmpadas fluorescente tubulares T8 ou T12

Opção para ter uma solução sustentável

- Não contém mercúrio

Destques

Branco neutro



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 4.000 K, proporcionando uma luz neutra, revigorante e nítida.

Semelhante às lâmpadas fluorescentes tubulares

Pode substituir aplicações de lâmpadas fluorescente tubulares T8 ou T12, e o cabeamento simples permite que essa lâmpada funcione diretamente da tensão da rede** e permite que a luminária mantenha a conformidade original com o UL.

Não contém mercúrio

A ausência de mercúrio permite a eliminação de resíduos não perigosos; então, essa característica fornece uma maneira simples de tornar seu espaço atual mais sustentável.

Especificações

Características

- Formato: Tubo
- Dimerizável: Não
- Soquete: G13

Dimensões da lâmpada

- Altura: 121,36 cm
- Largura: 2,8 cm

Durabilidade

- Fator de manutenção de lúmen: 0.7
- Vida útil nominal: 25.000 hora(s)
- Número de ciclos de alternância: 50.000

Características da luz

- Índice de reprodução de cor (IRC): 82
- Temperatura de cor: 4000 K
- Categoria de cor da luz: Fosca, Branco
- Fluxo luminoso nominal: 2100 lm
- Hora inicial: <0.5 s
- Tempo de aquecimento para 60% de luz: Luz total instantânea

Outras características

- Corrente da lâmpada: 76-178 mA

Consumo de energia

- Fator de potência: >0.92
- Voltagem: 100 - 240 V
- Potência: 18 W
- Potência equivalente: 32/36 W

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718696683057
- Peso líquido: 0,215 kg
- Peso bruto: 0,255 kg
- Altura: 121,400 cm
- Comprimento: 2,900 cm
- Largura: 2,900 cm
- Número do material (12NC): 929001289771



Data de emissão:
2023-11-09
Versão: 0.475

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.