

# PHILIPS

Tabung fluoresen  
linear

TL-D Standard colours

18 W

G13

Putih sejuk

928048003382



## Penerangan andal dan fungsional

Philips TL/TLDs menghasilkan cahaya secara efisien, sehingga tidak perlu sering diganti. Produk ini memberikan pencahayaan fungsional yang menghasilkan tingkat cahaya memadai untuk area umum.

### Menghasilkan cahaya terang

- Renderasi warna moderat untuk warna-warna standar
- Output cahaya awal tinggi

# Kelebihan Utama

## Warna standar Output cahaya awal tinggi

Output cahaya tinggi memberikan kualitas yang lebih baik dengan kecerahan lebih dan membuat

peralatan rumah tangga terlihat lebih tajam.

# Spesifikasi

## Karakteristik

- Dapat diredupkan: Tidak
- Soket: GU10

## Daya tahan

- Nominal masa pakai: 13.000 jam

## Karakteristik cahaya

- Indeks sesuaian warna (CRI): 60
- Kategori Warna Cahaya: Putih Sejuk

## Konsumsi daya

- Watt: 18 W

## Spesifikasi teknis

- Output cahaya: 1.200 lm
- Bentuk: Tabung fluoresen linear

## Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8711500702661
- Berat bersih: 0,070 kg
- Berat kotor: 0,093 kg
- Tinggi: 2,700 cm
- Panjang: 60,600 cm
- Lebar: 2,700 cm
- Nomor bahan (12NC): 928048003382



Tanggal dikeluarkan:  
2021-07-30  
Versi: 0.436

© 2021 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.