

PHILIPS

Tabung fluoresen
linear

TL-D Standard colours

36 W

G13

Putih sejuk

928048503382



Penerangan andal dan fungsional

Philips TL/TLDs menghasilkan cahaya secara efisien, sehingga tidak perlu sering diganti. Produk ini memberikan pencahayaan fungsional yang menghasilkan tingkat cahaya memadai untuk area umum.

Menghasilkan cahaya terang

- Renderasi warna moderat untuk warna-warna standar
- Output cahaya awal tinggi

Kelebihan Utama

Warna standar Output cahaya awal tinggi

Output cahaya tinggi memberikan kualitas yang lebih baik dengan kecerahan lebih dan membuat

peralatan rumah tangga terlihat lebih tajam.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Dapat diredupkan: Tidak
- Soket: GU10

Daya tahan

- Nominal masa pakai: 13.000 jam

Karakteristik cahaya

- Indeks renderasi warna (CRI): 63
- Kategori Warna Cahaya: Cool White
- Suhu Warna Terkorelasi (Nom): 4100
- Flux Cahaya: 2.850 lm

Konsumsi daya

- Watt: 36 W
- Konsumsi Daya: 36,0 W

Spesifikasi teknis

- Output cahaya: 2.850 lm
- Bentuk: Tabung fluoresen linear
- Dapat diredupkan: Ya
- Tutup-Dasar: G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8711500702708
- Berat bersih: 0,14 kg
- Berat kotor: 0,17 kg
- Tinggi: 2,7 cm
- Panjang: 121,5 cm
- Lebar: 2,7 cm
- Nomor material (12NC): 928048503382



Tanggal dikeluarkan:
2024-01-11
Versi: 0.458

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.