



Источник приятного тепла для мышц

Инфракрасная лампа накаливания для оздоровительных процедур

Инфракрасные лампы компании Philips для оздоровительных процедур и ухода за телом разработаны для лечения болезней мышц и спортивных травм. Эти лампы с отражателем — прекрасное решение для точечной термотерапии с целью снятия мышечных болей. Кроме того, их можно применять для лечения таких болезней, как ревматизм. Такая форма тепловой терапии также ускоряет заживление спортивных травм, неинфицированных ран и т. д. Во многих случаях лампы позволяют быстро и эффективно унять боль. Эффект достигается благодаря локальному ускорению циркуляции крови в коже за счет расширения сосудов. Это, в свою очередь, приводит к ускорению передачи тканям продуктов обмена веществ и других необходимых биохимических элементов. Кроме того, глубоко проникающее тепло мягко и приятно согревает ткани, усиливая лечебный эффект.

Преимущества

- Оптимальное проникновение тепла в кожу и мышцы для наилучшего снятия мышечной боли
- 90 % энергии преобразуется в инфракрасное излучение
- Мгновенное включение, точное управление источником излучения тепла

Характеристики

- Форма отражателя позволяет концентрировать тепло на выбранных участках тела.
- PAR38 имеет полностью покрытый алюминием внутренний отражатель, благодаря которому 100 % тепла излучается через переднюю поверхность лампы.
- Лампа PAR38 оснащена небольшой круглой нитью накала, что также помогает концентрировать тепло в луч.
- Хорошее сочетание срока службы и теплового излучения
- Лампы красного цвета уменьшают излучение в видимом спектре и образование бликов

Инфракрасная лампа накаливания для оздоровительных процедур

Применение


- Помогает снять боль в мышцах и облегчает состояние при ревматизме, прострелах, невралгии, простуде и т. д.
- Способствует восстановлению после травм
- Обеспечивает комфортный косметический уход

Versions



LPPR IRINPHI E27 PAR38

Чертеж размеров



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

