



Vitaliserende fluorescentieverlichting

MASTER TL5 ActiViva

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert met blauw verrijkt wit licht. Wetenschappelijke onderzoeken bewijzen dat ActiViva-lampen ervoor zorgen dat mensen zich vitaler en energiekeker voelen. Deze lamp levert een optimale balans tussen licht voor zien en voor welzijn. Een ideale oplossing voor ruimten met beperkt invallend daglicht. Toepassingen omvatten scholen, industrie, kantoren en bejaardentehuizen. De ActiViva-lamp wordt gebruikt in de SchoolVision-oplossing van Philips, die de prestaties van kinderen verbetert.

Voordelen

- Hogere inhoud aan blauw licht heeft positieve invloed op welzijn
- Met ActiViva-verlichting voelen mensen zich alerter, wakkerder en vitaler
- ActiViva-lampen kunnen gebruikt worden om het kleurbereik van armaturen met dynamische verlichting uit te breiden

Kenmerken


- Lichtspectrum met een optimale balans tussen licht om te zien en blauw licht
- ActiViva Active bevat 85% meer blauw licht dan daglicht
- ActiViva Natural bevat 25% meer blauw licht dan daglicht

Toepassing

- Werkruimten binnen (kantoren, callcenters, industrie, scholen, gezondheidszorg enz.), vooral waar een vitaliserende omgeving gecreëerd moet worden
- ActiViva kan gebruikt worden om het daglichtritme te verbeteren van mensen die in nachtploegen werken
- Aanbevolen wordt ActiViva Active te gebruiken in indirecte verlichting als er complete ruimten van worden voorzien
- ActiViva Natural kan goed gecombineerd worden met andere lichtbronnen in bestaande installaties
- Om de beste resultaten en een optimaal gemak te realiseren, moeten er bij renovatie complete ruimten mee worden uitgerust


MASTER TL5 ActiViva

Versions



G5, T5

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO	17 mm	1149.0 mm	1156.1 mm	1153.7 mm	1163.2 mm
ActiViva Active 54W					
1SL/40					

