



StyliD PerfectBeam

ST741Z LBSP

StyliD PerfectBeam è stato appositamente progettato per le applicazioni nei musei. Rappresenta il perfetto equilibrio tra la presentazione e la preservazione dell'arte, tra esposizioni in continuo cambiamento ed esigenze di bassi requisiti di manutenzione ed efficienza energetica. Le richieste di buona visibilità e conservazione, spesso in contrasto tra loro, ora possono essere soddisfatte grazie ad un'illuminazione LED che non emette raggi UV o IR nocivi. StyliD PerfectBeam presenta le opere d'arte nei loro colori reali, attirando discretamente l'attenzione dei visitatori e consentendo di osservare, interpretare e apprezzare i capolavori fin nei minimi dettagli. Consente di utilizzare la luce per suscitare emozioni e creare un'esperienza indimenticabile all'interno del museo. Design modulare, fascio variabile, accessori per la modellazione del fascio e regolazione del flusso integrata garantiscono la massima flessibilità per adattarsi alle diverse esposizioni ed esigenze di illuminazione, ora e in futuro.

Dati del prodotto

Dati del prodotto		Codice locale	
Nome prodotto ordine	ST741Z LBSP		29783300
Nome completo prodotto	ST741Z LBSP	Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Full EOC	871829129783300	Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Codice d'ordine	29783300		
Codice materiale (12NC)	910504801189		