



Latina FBH024

GBH024 RG

Latina è un apparecchio a incasso per lampade fluorescenti compatte PL-C dotato di ganci a molla per un'installazione rapida e semplice. Sono disponibili modelli quadrati e rotondi. Gli apparecchi Latina sono forniti in kit pronti da installare, che includono lampade e box di alimentazione separato precablato. I modelli tondi sono disponibili in versioni con vetro (vetro smerigliato o vetro trasparente decorativo) o versioni aperte (senza vetro). Per queste ultime, sono disponibili i medesimi accessori (da ordinare separatamente). Le versioni quadrate sono sempre dotate di vetro.

Dati del prodotto

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	GBH024 RG
Nome completo prodotto	GBH024 RG
Full EOC	871794388532999
Codice d'ordine	88532999
Codice materiale (12NC)	910930025318
Codice locale	88532999

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8717943885329
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8717943886760