



OccuSwitch DALI

LCC2070/00 CABLE BASIC

Кабель Wieland для OccuSwitch DALI LRM2070

Кабель Wieland для OccuSwitch DALI LRM2070

Данные о продукции

Данные об изделии	
Полный код продукта	871155973248099
Название продукта для заказа	LCC2070/00 CABLE BASIC
EAN/UPC — продукт	8711559732480
Код заказа	913700333703
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб	18
Материал № (12NC)	913700333703
Вес нетто (шт.)	0,100 kg