



Ovládání ve skříni

LCN7700 Segment Control Unit

Segmentová řídicí jednotka je procesorovou jednotkou (CPU) v systému skříně.


Segmentová řídicí jednotka je procesorovou jednotkou (CPU) v systému skříně.

Údaje o produktu

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869668322400
Objednací název produktu	LCN7700 Segment Control Unit
EAN/UPC – výrobek	8718696683224
Objednací kód	68322400
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	20
Materiál č. (12NC)	913700389703
Celková hmotnost (kus)	0,390 kg

Rozměrové výkresy



LCN7700 Segment Control Unit