



Средства управления шкафа

LCN7700 Segment Control Unit

Блок управления сегментами представляет собой центральный процессор в стеллажной системе.

Блок управления сегментами представляет собой центральный процессор в стеллажной системе.


Данные о продукции

Данные об изделии	
Полный код продукта	871869668322400
Название продукта для заказа	LCN7700 Segment Control Unit
EAN/UPC — продукт	8718696683224
Код заказа	913700389703
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб	20
Материал № (12NC)	913700389703
Вес нетто (шт.)	0,390 kg

Средства управления шкафа

Чертеж размеров



LCN7700 Segment Control Unit

