



Residential Collection

Spa

Spa ceiling lamp white 1x20W 230V

Blanco, 1

Spa - Residential collection

Datos del producto

Datos técnicos de la luz	
Número de fuentes de luz	1
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
	1,330 kg
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP44 [Protección de los cables, protección frente a salpicaduras]
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
	2 años
EyeComfort	No

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Spa ceiling lamp white 1x20W 230V
Nombre completo del producto	Spa ceiling lamp white 1x20W 230V
Full EOC	320053116
Código de pedido	20053116
Código 12NC	915000517004
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291475804
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718291520610

Plano de dimensiones

