



Residential Collection

Spa

Spa ceiling lamp white 1x20W 230V

Vit, 1

Spa - Residential collection

Produktdata

Ljusteknik	
Antal ljuskällor	1
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
	1,330 kg
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP44 [Kabelskyddad, stänksäker]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
	2 år
EyeComfort	Nej

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Spa ceiling lamp white 1x20W 230V
Fullständigt produktnamn	Spa ceiling lamp white 1x20W 230V
Full EOC	320053116
Beställningsnummer	20053116
Materialnummer (12NC)	915000517004
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291475804
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718291520610

Måttskiss

