



Residential Collection

Milio

Milio wall lamp white 2x2W SELV

Milio - wall lamp LED - white - 2 piezas - 2.5 W - SELV V

Datos del producto

Información general	
Número de fuentes de luz	2 [2 piezas]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Nombre de gama	Milio
Tipo de producto	wall lamp LED
Tipo de lámpara	LEDP


Operativos y eléctricos	
Potencia máxima de lámpara	2.5 [2.5 W]
Tensión de entrada	SELV V

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]

Datos de producto	
Código de producto completo	690853116
Nombre de producto del pedido	Milio wall lamp white 2x2W SELV
EAN/UPC - Producto	8717943744770
Código de pedido	90853116
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	18
N.º de material (12NC)	915002492301
Peso neto (pieza)	0.410 kg

Milio

Plano de dimensiones



Residential Collection wall

