



Residential Collection

Milio

Milio wall lamp white 2x2W SELV


Milio - wall lamp LED - white - 2 sztuki - 2.5 W - SELV V

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Liczba źródeł światła	2 [2 sztuki]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Nazwa rodziny	Milio
Typ produktu	wall lamp LED
Typ lampy	LEDP
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Maksymalna moc źródła światła	2.5 [2.5 W]
Napięcie wejściowe	SELV V
Certyfikaty i zastosowania	
Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	690853116
Nazwa produktu na zamówieniu	Milio wall lamp white 2x2W SELV
EAN/UPC - Produkt	8717943744770
Kod zamówienia	90853116
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu	1
paczce	
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu	18
zewnętrznym	
Materiał Nr (12NC)	915002492301
Waga netto (szt.)	0.410 kg

Rysunki techniczne



Residential Collection wall

