



# Eco Passport

InfraRed Healthcare Heat Incandescent

R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25



## Energie

- Power (Rated) (Nom) : 100 W
- Dimmbar : Ja



## Gewicht

- Nettogewicht (Einzelteil) : 53.300 g



## Lebensdauer

- Mittlere Lebensdauer (Nom) : 300 h

### Spezifikationsübersicht zu unseren umweltfreundlichen Produkten

Bei Philips sind wir ständig darum bemüht, die Welt mithilfe unserer Innovationen gesünder und nachhaltiger zu gestalten. Unsere Anstrengungen für mehr Nachhaltigkeit werden weltweit anerkannt und spiegeln sich z. B. in der durchgehenden Belegung von Spitzenplätzen bei weltweiten Rankings wie dem Dow Jones Nachhaltigkeits-Indizes und dem Carbon Disclosure Project wider. Im Rahmen des Umweltprogramms konzentrieren wir uns auf Energie, Gewicht, Recycling, Verpackungen, Inhaltsstoffe und Zuverlässigkeit, um die Umweltbilanz unserer Produkte zu prüfen und weiter zu verbessern.

# PHILIPS

2016, Januar 19  
Änderungen vorbehalten  
Bestellcode : 14559840