



# InfraRed Healthcare Heat Incandescent

## R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25

Die InfraRed Healthcare Heat Incandescent eignen sich nicht nur optimal für die lokale Wärmebehandlung zur Linderung von Muskelschmerzen. Sie können auch für die Behandlung von rheumatischen Beschwerden eingesetzt werden. Diese Form der Wärmetherapie unterstützt nachweislich auch die Heilung bei verschiedenen Arten von Verletzungen, zum Beispiel bei Sportverletzungen und nicht-infizierten Wunden, und sorgt in vielen Fällen auch für eine schnelle und wirksame Schmerzlinderung.


### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [ E27]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [ Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Infrarot Gesundheit
Nennlebensdauer (Nom)	300 h
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	100 W
Spannung (Nom)	230 V
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Rot

Kolbenmaterial	Weichglas
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150014559840
Bestell-Produktname	R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25
EAN/UPC - Produkt	8711500145598
Bestellcode	14559840
SAP-Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	923244244208
SAP Nettogewicht (Einzelteil)	53.300 g

# InfraRed Healthcare Heat Incandescent

## Abmessungsskizzen



R95 IR 100W E27 230V Red

Product	D	C (max)
R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25	95 mm	130 mm

