



Animal Care

R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25

Les lampes infrarouges Philips pour les applications de soins de santé et du corps sont conçues pour traiter les affections musculaires profondes et les blessures sportives. Ces lampes avec réflecteur à incandescence constituent une excellente solution de traitement par la chaleur localisée pour soulager la douleur musculaire. Elles s'avèrent également utiles dans le traitement des affections rhumatismales. Cette forme de thérapie par la chaleur permet également d'accélérer la guérison de différents types de blessures telles que les blessures sportives et les plaies non infectées. Dans de nombreux cas, elle offre également un soulagement de la douleur rapide et efficace. Les avantages de cette thérapie reposent sur l'amélioration de la circulation sanguine locale dans la peau causée par la réaction vasodilatatrice. Cela se traduit par une augmentation du taux de transport des métabolites et autres substances biochimiques essentielles. Les bienfaits proviennent également de la pénétration plus profonde de la chaleur, qui procure un effet chauffant agréable et doux.

Données du produit


Caractéristiques générales		Matériaux et finitions	
Culot	E27 [E27]	Finition de l'ampoule	Rouge
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	Matériaux des ampoules	Verre tendre
Application principale	Infrared Health		
Durée de vie nominale (nom.)	300 h		
Caractéristiques électriques		Données logistiques	
Puissance (valeur nominale)	100 W	Code de produit complet	871150014559840
Tension (nom.)	230 V	Désignation Produit	R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25
		Code barre produit (EAN)	8711500145598
		Code de commande	14559840
		Local Code	INFRARED100W230
		Unité d'emballage	1
		Conditionnement par carton	25
		Code industriel (12NC)	923244244208
Gestion et gradation			
Intensité réglable	Oui		

Animal Care

Poids net (pièce)

53,300 g

Schéma dimensionnel



R95 IR 100W E27 230V Red

Product	D	C (max)
R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25	95 mm	130 mm

