



infrarode verwarmingsgloeilamp voor gezondheidszorg

R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25

Philips infraroodlampen voor gezondheidszorg en lichaamsverzorging zijn ontworpen voor het behandelen van diepliggende spieraandoeningen en sportblessures. Deze reflectorgloeilampen zijn een uitstekende oplossing voor het bieden van lokale warmtebehandeling ter verlichting van spierpijn. Ook kunnen ze gebruikt worden voor het behandelen van reumatische aandoeningen. Deze vorm van warmtetherapie heeft ook bewezen de genezing van verschillende soorten letsels te versnellen, zoals sportblessures en niet ontstoken wonden, waarbij in veel gevallen een snelle en effectieve verlichting van de pijn optreedt. De voordelen van deze vorm van warmtetherapie zijn gebaseerd op een plaatselijke verbetering van de doorbloeding in de huid die wordt veroorzaakt door vaatverwijding. Dit resulteert in een hogere transportsnelheid van metabolieten en andere essentiële biochemische samenstellingen. De voordelen worden ook verkregen door het dieper binnendringen van de warmte, wat zorgt voor een zacht, aangenaam verwarmingseffect.

Product gegevens


Algemene informatie		Lamptype	
Lampvoet	E27 [E27]	Incandescent	
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Nominale levensduur	300 hr	Energieverbruik	100 W
Nominale levensduur (uren)	300 hr	Spanning (nom.)	230 V

infrarode verwarmingsgloeilamp voor gezondheidszorg

Spanning (nom.)	230 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Rood
Lampmateriaal	Zacht glas
Lampvorm	R95 [R 95 mm]
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25

Volledige productnaam	R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25
Full EOC	871150014559840
Bestelcode	14559840
Materiaalnr. (12NC)	923244244208
Lokale code	INFRARED100W230
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500145598
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500125491

Maatschets



Product	D	C (max)
R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25	95 mm	130 mm

