



# Eco passport

InfraRed Healthcare Heat Incandescent

PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12



## Energia

- Power (Rated) (Nom) : 150 W
- Regulável : Sim



## Peso

- Peso líquido (Peça) : 308.000 g



## Vida útil

- Vida útil nominal (Nom.) : 300 h

### Vista geral das especificações ambientais dos nossos produtos

Na Philips, lutamos para tornar o mundo mais saudável e mais sustentável através da inovação. Os nossos esforços no âmbito da sustentabilidade são reconhecidos globalmente e reflectem-se, por ex., nas nossas posições contínuas de liderança nos rankings globais, como o Dow Jones Sustainability Index e o Carbon Disclosure Project. No nosso processo de design ecológico, concentramo-nos nos pontos energia, peso, reciclagem, embalagem, substâncias e fiabilidade para analisar e continuar a melhorar o desempenho ambiental dos nossos produtos.

# PHILIPS

2016, Janeiro 19

Dados sujeitos a alteração

Código de encomenda : 12887415