



Animal Care

PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Les lampes infrarouges Philips pour les applications de soins de santé et du corps sont conçues pour traiter les affections musculaires profondes et les blessures sportives. Ces lampes avec réflecteur à incandescence constituent une excellente solution de traitement par la chaleur localisée pour soulager la douleur musculaire. Elles s'avèrent également utiles dans le traitement des affections rhumatismales. Cette forme de thérapie par la chaleur permet également d'accélérer la guérison de différents types de blessures telles que les blessures sportives et les plaies non infectées. Dans de nombreux cas, elle offre également un soulagement de la douleur rapide et efficace. Les avantages de cette thérapie reposent sur l'amélioration de la circulation sanguine locale dans la peau causée par la réaction vasodilatatrice. Cela se traduit par une augmentation du taux de transport des métabolites et autres substances biochimiques essentielles. Les bienfaits proviennent également de la pénétration plus profonde de la chaleur, qui procure un effet chauffant agréable et doux.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	300 h
Durée de vie nominale (heures)	300 h
Type de lampe	Incandescent
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	150 W
Tension (nom.)	230 V
Tension (nom.)	230 V


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Rouge
Matériaux des lampes	Verre trempé
Forme de la lampe	PAR38 [PAR 4,75 pouces/121 mm]
Données du produit	
Nom du produit de la commande	PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
Nom de produit complet	PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
Code EOC	871150012887415
Code de commande	8711500128874

Animal Care

Code 12NC	923806644210
Code de commande local	IR150RPAR
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500128874

Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900207347

Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

