



# Animal Care


## PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Les lampes infrarouges Philips pour les applications de soins de santé et du corps sont conçues pour traiter les affections musculaires profondes et les blessures sportives. Ces lampes avec réflecteur à incandescence constituent une excellente solution de traitement par la chaleur localisée pour soulager la douleur musculaire. Elles s'avèrent également utiles dans le traitement des affections rhumatismales. Cette forme de thérapie par la chaleur permet également d'accélérer la guérison de différents types de blessures telles que les blessures sportives et les plaies non infectées. Dans de nombreux cas, elle offre également un soulagement de la douleur rapide et efficace. Les avantages de cette thérapie reposent sur l'amélioration de la circulation sanguine locale dans la peau causée par la réaction vasodilatatrice. Cela se traduit par une augmentation du taux de transport des métabolites et autres substances biochimiques essentielles. Les bienfaits proviennent également de la pénétration plus profonde de la chaleur, qui procure un effet chauffant agréable et doux.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Matériaux des ampoules	
Culot	E27 [ E27]		Verre dur
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [ toutes]	Données logistiques	
Application principale	Infrared Health	Code de produit complet	871150012887415
Durée de vie nominale (nom.)	300 h	Désignation Produit	PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
Caractéristiques électriques		Code barre produit (EAN)	8711500128874
Puissance (valeur nominale)	150 W	Code de commande	12887415
Tension (nom.)	230 V	Unité d'emballage	1
Gestion et gradation		Conditionnement par carton	12
Intensité réglable	Oui	Code industriel (12NC)	923806644210
Matériaux et finitions		Poids net (pièce)	308.000 g
Finition de l'ampoule	Rouge		

### Schéma dimensionnel



PAR38 IR 150W E27 230V Red

Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

