



InfraRed Healthcare Heat Incandescent

PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Philips infraröda ljuskällor för hälso- och kroppsvård har utformats för att behandla djupliggande muskelbesvär och idrottsskador. Dessa reflektorglödlampor är en utmärkt lösning för att ge lokal värmebehandling som lindrar muskelsmärter. De kan även användas för att behandla reumatiska besvär. Denna typ av värmeterapi har visat sig förkorta läktiden för olika typer av skador, t ex idrottsskador och ej infekterade sår, och de kan ofta ge snabb och effektiv smärtlindring. Fördelarna med denna typ av värmebehandling bygger på lokalt ökad blodcirkulation som orsakas av utvidgning av blodkärlen. Detta leder till en bättre förmåga att transportera bort slaggprodukter och andra biokemiska sammansättningar. I och med att värmen tränger ned djupare ger det även fördelar i form av en varsam och behaglig värmende effekt.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	300 h
Specificerad livslängd (timmar)	300 h
Lighting Technology	Incandescent

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	150 W
Spänning (nom)	230 V
Spänning (nom)	230 V

Styrenheter och dimning	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Röd
Material i lampan	Härdat glas
Lampform	PAR38 [PAR 4,75 tum/121 mm]


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
Fullständigt produktnamn	PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
Full EOC	871150012887415
Beställningsnummer	12887415
Materialnummer (12NC)	923806644210

InfraRed Healthcare Heat Incandescent

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500128874
Räknare - antal förpackningar per kartong	12

EAN/UPC - Hölje	8727900207347
-----------------	---------------

Måttskiss



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

