



# Focusline Óptica

## 13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24

As lâmpadas reflectoras de halógeno da Philips oferecem a solução ideal e simples para uma vasta gama de sistemas de iluminação médica, de projecção e de iluminação científica. A sua fiabilidade comprovada torna-as ideais para instalações de adaptação. Os bicos estão perfeitamente alinhados para um desempenho otimizado da luz. Os reflectores dicróicos asseguram a dissipação do calor para a retaguarda do sistema óptico, o qual ajuda o sistema óptico a manter-se dentro dos limites de temperatura. Uma versão especial com filtro azul que bloqueia a luz indesejada acima dos 700 nm está disponível para aplicações de cura dentária. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halógeno, como é o caso de um CRI de 100 – o mesmo da luz natural do sol para obtenção da melhor composição de cores possível. As lâmpadas de halógeno criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua elevada emissão de lúmens, praticamente sem redução de lúmens, ao longo da sua vida útil.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GX5.3 [ GX5.3]
Código Philips	13186
Código Ansi	EPX-EPV
Código LIF	-
Posição de funcionamento	S105 [ s105]
Principal aplicação	Projection
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	500 h
Código J	-
Dados técnicos de luminosidade	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3200 K
Índice de restituição cromática (Nom.)	100

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	90 W
Tensão (Nom.)	14,5 V
Controles e regulação	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de revestimento	
Informações sobre o casquilho	na [ -]
Material da lâmpada	Quartz-UV Open
Acabamento do refletor	-
Forma do filamento	-
Dimensões de filamento LxA	-

## Focusline Óptica

### Requisitos de design da luminária


Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	350 °C
Distância de trabalho WD	155 mm

### Dados do produto

Código do produto completo	871869669015400
Nome de produto da encomenda	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24

EAN/UPC – Produto	8718696690154
Código de encomenda	69015400
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
N.º material (12NC)	923891214905
Peso líquido (Peça)	26,000 g

## Desenho dimensional



13186 90W GX5.3 14.5V

Product	D (max)	C (max)
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	50 mm	45 mm

